

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ФСВОК-2022

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2
тел. (495) 225-5031, labs@fsvok.ru, www.fsvok.ru

Микроскопические исследования

ФСВОК-2022Программа межлабораторных
сличительных испытаний**МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**
отделяемого мочеполовых органов,
осадка мочи, кала
(виртуальные препараты)¹

Циклы 1-22 и 2-22

ИНСТРУКЦИЯ

по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов

Общие положения

Для работы по указанным разделам МСИ «ФСВОК» в обоих циклах Вы получили:

- USB-флеш-накопитель(и), содержащий(ие) виртуальные препараты биологического материала человека – образцы для проверки качества (ОПК) микроскопических исследований. Для каждого раздела USB-флеш-накопитель содержит 8 ОПК (по 4 для каждого цикла), изготовленных в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК», и программу для их просмотра.
- Сопроводительные документы (размещены в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>). В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.
- Особых условий для хранения USB-флеш-накопителя и работы с ним не требуется.
- Возвращения USB-флеш-накопителя не требуется.

Внимание!

- ИССЛЕДУЙТЕ ОПК **В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ**.
- Для сокращения сроков получения оценки выполненных исследований проводите их непосредственно **перед указанными в календаре датами!** Результаты, поступившие с опозданием, обрабатываются со значительной задержкой. Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.

Исследование ОПК

➤ Не создавайте «специальные» условия для исследования ОПК, проводите исследование, имитируя на экране компьютера выполняемые в Вашей лаборатории рутинные микроскопические исследования.

➤ **В день исследования ОПК текущего цикла:**

1. Вставьте USB-флеш накопитель в USB-порт компьютера. Скопируйте на компьютер папку нужного (ПРОВЕРЬТЕ!) цикла.
2. В скопированной папке запустите файл shell.exe.

shell
Приложение

3. Если у Вас ранее уже была установлена программа, кликните на строчке «**Проверка/обновление версии**», в противном случае установите программу в соответствии с представленным в меню «**Руководством по инсталляции**». После этого откроется рабочее окно программы.

Руководства по эксплуатации МЕКОС-ВИМ^К

Руководство по инсталляции	формат pdf	формат html
Краткое руководство пользователя	формат pdf	формат html

- [Установка программы Мекос-ВИМ^К. Версия 3.4.0](#)
- [Проверка/обновление версии программы Мекос-ВИМ^К](#)
- [Импорт препаратов в МЕКОС-ВИМ^К](#)

В дальнейшем Вы сможете запускать программу «Мекос-ВИМ^К» посредством соответствующей иконки на рабочем столе.

¹ Разделы МСИ «ФСВОК» с каталожными номерами 081, 083, 090, 091.

4. Загрузите в программу находящиеся в папке ОПК, щелкнув левой кнопкой мыши по строчке меню «Импорт препаратов в «МЕКОС-ВИМ^К». Далее следуйте появляющимся на экране указаниям; Вам будет доступна подробная инструкция по работе с виртуальными препаратами.

Руководства по эксплуатации МЕКОС-ВИМ^К

Руководство по установке	формат pdf	формат html
Краткое руководство пользователя	формат pdf	формат html

- [Установка программы Мекос-ВИМ^К. Версия 3.4.0](#)
- [Проверка/обновление версии программы Мекос-ВИМ^К](#)
- [Импорт препаратов в МЕКОС-ВИМ^К](#)

5. Анализируйте ОПК с учетом приведенных для них клинических данных (если указаны). Просмотр проводите, меняя увеличение и, при необходимости, фокусировку, как описано в Кратком руководстве пользователя.

Оформление результатов

- Внесите и отправьте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете² - это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.
- Заполните форму для результатов с нужным (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла. При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям.
- При внесении полученных результатов приводите только целочисленные значения. Проверьте, что все результаты выражены в промилле (‰).

➤ Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

Ваша оценка качества КО
 - удовлетворительная
 - неудовлетворительная

Получение отчета

➤ Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете не позже, чем через три рабочих дня после назначенной даты обработки.

² При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет или по почте) без дублирования отправки.