

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

# ФСВОК-2021

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ  
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2  
тел. (495) 225-5031, [labs@fsvok.ru](mailto:labs@fsvok.ru), [www.fsvok.ru](http://www.fsvok.ru)

Бактериологические исследования

**ФСВОК-2021**Программа межлабораторных  
сличительных испытаний**ВЫЯВЛЕНИЕ КУМ В ПРЕПАРАТАХ МОКРОТЫ  
МИКРОСКОПИЕЙ ПО ЦИЛЮ-НИЛЬСЕНУ**  
(виртуальные препараты)

Циклы 1-21 и 2-21

**ИНСТРУКЦИЯ****по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов****Общие положения**

Для работы по указанному разделу МСИ «ФСВОК» в обоих циклах Вы получили:

- USB-флеш-накопитель, содержащий виртуальные препараты мокроты – образцы для проверки качества (ОПК) выявления и подсчета КУМ. USB-флеш-накопитель содержит 8 ОПК (по 4 для каждого цикла), изготовленных в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК» и предназначенных для оценки качества бактериологических исследований с помощью микроскопии.
- Сопроводительные документы (размещены в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>). В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.
- Особых условий для хранения USB-флеш-накопителя и работы с ним не требуется.
- Возвращения USB-флеш-накопителя не требуется.

**Исследование ОПК**

- **Внимание!** ИССЛЕДУЙТЕ ОПК **В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.**
- Для сокращения сроков получения оценки выполненных исследований проводите их непосредственно **перед указанными в календаре датами!** Результаты, поступившие с опозданием, обрабатываются со значительной задержкой. Фактическая дата поступления результатов будет указана в Отчете по оценке качества исследования. Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.
- Вставьте USB-флеш-накопитель в USB-порт компьютера, откройте файл **«Краткое руководство пользователя»**, ознакомьтесь с ним для установки программы и работы с ней при исследовании ОПК. Запустите программу. При затруднениях в установке и запуске программы обратитесь к Вашему системному администратору.
- Не создавайте «специальные» условия для исследования ОПК, отметьте присутствующие в виртуальных препаратах объекты, имитируя на экране компьютера проводимые в Вашей лаборатории рутинные исследования методом микроскопии. Просмотр проводите, меняя увеличение и, при необходимости, фокусировку, как описано в Кратком руководстве пользователя.
- **Для каждого из препаратов подсчитайте число присутствующих в нем КУМ**, осуществляя последовательное движение по препарату в вертикальном или горизонтальном направлении.

**Оформление результатов**

- **Вносите и отправляйте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете<sup>1</sup> - это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.**
- Заполните форму для результатов **с нужным (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла. При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям.**
- Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

**Получение отчета**

- Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете не позже, чем через три рабочих дня после назначенной даты обработки.

<sup>1</sup> При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет или по почте) без дублирования отправки.