

Программа

проверки качества микроскопических исследований по выявлению паразитов в кале и возбудителей малярии в окрашенных мазках крови с использованием виртуальных препаратов посредством межлабораторных сличений

1	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний (МСИ)	Ассоциация специалистов некоммерческое партнерство «Центр внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований» (АСНП «ЦВКК»).									
2	Координатор раздела МСИ	Широков Валерий Николаевич.									
3	Адрес и телефон координатора	129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2, АСНП «ЦВКК», комн. 32, тел. (495) 225-50-31.									
4	Критерии выбора участников МСИ	Наличие контракта/договора с участником МСИ на оказание услуг по внешней оценке качества выполняемых им исследований путем межлабораторных сличительных испытаний МСИ «ФСВОК-2022»									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>п/п</th> <th>Каталожный номер</th> <th>Наименование программы МСИ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>448</td> <td>Выявление и идентификация возбудителей малярии (виртуальные препараты в ЛК)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>498</td> <td>Паразитологические исследования кала (виртуальные препараты в ЛК)</td> </tr> </tbody> </table>	п/п	Каталожный номер	Наименование программы МСИ	1	448	Выявление и идентификация возбудителей малярии (виртуальные препараты в ЛК)	4	498	Паразитологические исследования кала (виртуальные препараты в ЛК)
п/п		Каталожный номер	Наименование программы МСИ								
1		448	Выявление и идентификация возбудителей малярии (виртуальные препараты в ЛК)								
4	498	Паразитологические исследования кала (виртуальные препараты в ЛК)									
5	Количество, тип предполагаемых участников МСИ	250, клиничко-диагностические лаборатории.									
6	Исследуемый материал	Кал, биологические материалы (виртуальные препараты).									
7	Исследуемые показатели	Возбудители паразитарных заболеваний, возбудители малярии.									
8	Описание образца для проверки качества исследований (ОПК)	Виртуальные препараты на сервере для исследования на экране компьютера, полученные путем съемки множественных микроскопических полей нативных и окрашенных препаратов кала и окрашенных мазков крови.									
9	Требования к хранению ОПК	Особых условий для хранения ОПК не требуется.									
10	Требования к распределению ОПК.	Каждый участник получает доступ к четырем ОПК в каждом из двух циклов.									
11	Меры предосторожности по предотвращению сговора между участниками или фальсификации результатов	<ol style="list-style-type: none"> ОПК предоставляются лабораториям без указания приписанных значений исследуемых показателей или характеристик исследуемого показателя. ОПК зашифрованы. Требование ко всем КДЛ представлять результаты исследований к конкретной назначенной дате. Конфиденциальность поступающих в АСНП «ЦВКК» результатов и отсутствие доступа к оценкам других лабораторий. 									
12	Что предоставляется участникам МСИ	<ol style="list-style-type: none"> Программа МСИ. ОПК и инструкция по выполнению их исследования. Возможность ввода и отправки результатов исследования ОПК в личном кабинете интернет-портала или с использованием бумажного бланка. Отчеты (промежуточные и итоговые) по проверке качества исследований лаборатории, включающие комментарии и таблицы. Свидетельство о регистрации, Свидетельство/Сведения об участии в МСИ. 									

13	Процедуры для испытаний (методы исследований) проверки однородности и стабильности ОПК	В разделе используются виртуальные препараты, одинаковые для всех участников раздела. Процедур проверки однородности и стабильности ОПК не требуется.
14	Требования к подготовке ОПК к исследованиям	Подготовка ОПК к исследованиям должна производиться в соответствии с инструкцией по выполнению исследований ОПК.
15	Методики исследования	Участники должны провести исследование ОПК на экране компьютера, имитирующее рутинное исследование препаратов кала или крови.
16	Форма отчетности участников	Участники предоставляют Провайдеру протокол результатов исследований в форме, определенной в личном кабинете интернет-портала или бумажным бланком ввода и отправки результатов исследования ОПК, в соответствии с инструкцией по применению ОПК.
17	Критерии оценки качества исследований, метод статистического анализа	Качество исследований участников по качественному выявлению микроскопических элементов выявляется путем сравнения результатов исследований, проведенных лабораториями, с результатами исследований, проведенных экспертами МСИ «ФСВОК». В лабораторию высылаются их оценка с рекомендациями по повышению качества данного вида исследований. Метод статистического анализа не используется для качественных разделов.
18	Происхождение исследований целевых (приписанных) значений ОПК. Метрологическая прослеживаемость. Неопределенность.	Для качественных исследований приписанные значения ОПК являются согласованными значениями на основании консенсусного решения экспертов-специалистов в области данных разделов. Метрологическая прослеживаемость и неопределенность в данном виде испытаний не применяются.
19	Степень гласности результатов и заключений МСИ	Для участников МСИ соблюдается принцип конфиденциальности: 1. Каждому участнику МСИ присваивается кодовый номер, который известен только сотрудникам АСНП «ЦВКК» и самому участнику. 2. Провайдер обязуется не передавать результаты и заключения МСИ третьим лицам без согласия участника. Конфиденциальность может быть отвергнута участником с целью обсуждения и взаимопомощи, при выполнении работ в законодательно регулируемой области или с целью признания. В большинстве случаев результаты проверки квалификации могут быть предоставлены соответствующему органу самими участниками. 3. В исключительных случаях, когда официальный орган требует от провайдера МСИ предоставления ему результатов проверки квалификации, участники должны быть уведомлены об этом письменно.
20	Действия в случае утери или повреждения ОПК при транспортировке заказчику	При обнаружении несоответствия поставленных ОПК прилагаемым документам, а также повреждения ОПК, делающих их непригодными для исследования, комиссия Заказчика составляет и подписывает Акт несоответствия и уведомляет об этом Провайдера в течение 5-ти рабочих дней с момента получения. Провайдер рассматривает Акт несоответствия (форма Акта (образец) представлена на сайте Провайдера МСИ) и в случае его обоснованности повторно направляет заказчику ОПК с инструкцией по выполнению исследований ОПК.